DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI

Javel Astrid

klasa szpitalna

Dwuskładnikowy preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyposażenia. Po połączeniu bazy i aktywatora powstaje dwutlenek chloru, który działa już po 5 minutach.



Opakowanie	40 szt. (komplet: baza 50 ml + aktywator 50 ml)
Rozcieńczenie	komplet na 5 l wody (na 4 l: działanie drożdżako- i grzybobójcze)
Czas działania	min. 5 minut
Substancja czynna	dwutlenek chloru z chlorynu sodu i kwasu cytrynowego
pH roztworu użytkowego	4,4
Trwałość roztworu	max. 24 godziny
Metoda	aplikacja na powierzchnię lub zanurzenie
EAN saszetki	5906735210231

ZASTOSOWANIA

- dezynfekcja powierzchni i wyposażenia
- placówki medyczne, szpitale, kliniki, laboratoria
- miejsca użyteczności publicznej

DLA KOGO

- placówki ochrony zdrowia
- laboratoria
- zarządcy obiektów użyteczności publicznej

Wycena indywidualna, odpowiedź w 24-48 h

Opis produktu

Javel Astrid to koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyposażenia (poza wyrobami medycznymi), przez aplikację na powierzchnię lub metodą zanurzeniową. Przeznaczony do stosowania w placówkach medycznych oraz miejscach użyteczności publicznej.

Wyrób składa się z dwóch części: bazy zawierającej roztwór chlorynu sodu i aktywatora zawierającego roztwór kwasu cytrynowego. Przy ich połączeniu wytwarza się dwutlenek chloru o działaniu bakteriobójczym, drożdżakobójczym, grzybobójczym, prątkobójczym, wirusobójczym i sporobójczym.

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.

JAK STOSOWAĆ

01 Wlej saszetkę BAZA i saszetkę AKTYWATOR (po 50 ml) do 5 litrów wody o temperaturze pokojowej i wymieszaj.

02 Metoda powierzchniowa: nanieś roztwór i pozostaw do wyschnięcia, minimum 5 minut. Metoda zanurzeniowa: zanurz przedmioty na minimum 5 minut.

03 Dla działania drożdżakobójczego i grzybobójczego użyj 4 litrów wody zamiast 5.

04 Roztwór przygotuj bezpośrednio przed użyciem; w hermetycznym opakowaniu i niskiej temperaturze zachowuje trwałość maksymalnie 24 godziny. Stosuj w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

BEZPIECZEŃSTWO

- ! Wyłącznie do użytku profesjonalnego.
- ! Nie stosować do wyrobów medycznych.
- ! Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- ! Roztwór przygotowywać bezpośrednio przed użyciem.

DOKUMENTY NA PROŚBĘ I ZAŁĄCZNIKI

- Karta charakterystyki (SDS)
- Specyfikacja techniczna
- Etykieta saszetek (JPG)

KONTAKT HANDLOWY

JO

Jakub Ostrowski
Opiekun klientów B2B

+48 500 185 636
b2b@aidpol.pl
aidpol.pl

Pro-position Jakub Ostrowski · ul. Gościnna 7/16, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego · NIP 522 281 46 51
Sprzedaż wyłącznie dla firm i instytucji. Oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ceny ustalamy indywidualnie.